


Анти-Ccl4 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мфк, Ифа - P13236

Артикул: CM0022145



введение

Это анти-CCL4 кроличья поликлональное антитело обнаруживает человеческий CCL4 (MIP-1 β), хемокин, участвующий в воспалении и подавлении ВИЧ. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/МФК и ИФА. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCL4 кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	ACT2; G-26; HC21; LAG1; LAG-1; MIP1B; SCYA2; SCYA4; MIP1B1; AT744.1; MIP-1-beta; CCL4
Вид	Человек
GeneID (человек)	6351
GeneID	6351
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-92 человеческого CCL4 (NP_002975.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13236
Молекулярный вес белка	10 кДа
Доставка	В ледяном пакете