

Моноклональное Антитело Против Ccl4/Mip-1 Бета Для Wb, If/Icc, Elisa - P14097

Артикул: CM0005212

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против мышиногo CCL4/MIP-1 бета (P14097). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим, мышиным и крысиным антигеном. Идеально подходит для исследований воспаления и разработки диагностических тестов IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CCL4/MIP-1 бета
Примечания/Альтернативные названия	Act-2; Mip1b; Scya4; MIP-1B; AT744.1
Вид антигена	Мышь
GeneID (Человек)	6351
GeneID	20303
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14097
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	Холодильный пакет