

Поликлональное Антитело Против Ccl5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — P50231

Артикул: CM0020509

введение

Кроличье поликлональное антитело к крысиному CCL5 (хемокин C-C мотива 5, RANTES). Валидировано для WB и ИФА. Идеально подходит для исследований сигналинга хемокинов и воспалительного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к CCL5
Примечания/алиасы	Хемокин C-C мотива 5
Вид реагирования	Крыса
ID гена (человек)	6352
ID гена	81780
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 29-52 крысиного CCL5 (AAA96499.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P50231
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	Холодовый пакет