

Поликлональные Антитела Против Ccl5/Rantes Для Wb, If-P, Elisa - P13501

Артикул: CM0016605



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CCL5/RANTES, валидированные для WB, IF-P, ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Подходят для исследований хемокинов и изучения ингибирования ВИЧ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCL5/RANTES кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	SISd; eoCP; SCYA5; RANTES; TCP228; D17S136E; SIS-delta; CCL5/RANTES
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6352
GeneID	6352
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-91 человеческого CCL5/RANTES (NP_002976.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13501
Молекулярный вес белка	10кДа
Доставка	Сумка со льдом