

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Ccl8 Для Ihc-P И Elisa - P80075

Артикул: CM0029436



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CCL8 (MCP-2), подходит для ИHC-P и ELISA. Обнаруживает человеческий и мышиный CCL8, 11 кДа хемокин, участвующий в хемотаксисе моноцитов и воспалении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCL8 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HC14; MCP2; MCP-2; SCYA8; SCYA10; CCL8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6355
GeneID	6355
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-99 человеческого CCL8 (NP_005614.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P80075
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	В термосумке со льдом