


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Ccl8/Мср-2 Для Вестерн-Блоттинга — P80075

Артикул: CM0021107



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого CCL8/MCP-2, подходит для вестерн-блоттинга. Обнаруживает хемотаксический цитокин массой 11 кДа, привлекающий моноциты, лимфоциты и эозинофилы. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CCL8/MCP-2
Примечания/синонимы	CCL8; HC14; MCP-2; MCP2; SCYA10; SCYA8; хемокин 8 с мотивом C-C; CCL8/MCP-2
Вид	Человек
GeneID (человек)	6355
GeneID	6355
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24–99 человеческого CCL8/MCP-2 (NP_005614.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P80075
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом