

Анти-Ссnb1р1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Npc3

Артикул: CM0019169



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого CCNB1IP1, валидированная для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью. Идеально подходит для изучения мейотического кроссинговера, регуляции клеточного цикла и активности убиквитин-лигазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCNB1IP1 Кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	HEI10; C14orf18; CCNB1IP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	57820
ID гена	57820
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-50 человеческого CCNB1IP1 (NP_878269.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9NPC3
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом