


Поликлональное Антитело К Ccr2 Кролика Для Wb И Elisa — P41597

Артикул: CM0027430



введение

Поликлональное кроличье антитело к CCR2, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA, реагирует с антигенами человека и мыши. Идеально подходит для исследований сигнализации хемокиновых рецепторов, миграции моноцитов и воспалительных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCR2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CCR2; CCR-2; CCR2A; CCR2B; CD192; CKR2A; CKR2B; CMKBR2; MCP-1-R; CC-CCR-2; CCR2
Вид	Человек
GeneID	729230
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 150-250 CCR2 человека (NP_001116513.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P41597
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Хладоэлемент