


Моноклональное Антитело Против Ccr2/Ckr2 Для Вестерн-Блота, Ифа - P41597

Артикул: CM0007080



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против CCR2/CKR2, валидированное для использования в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обнаруживает CCR2 человека, мыши и крысы – хемокиновый рецептор, опосредующий хемотаксис моноцитов и проникновение ВИЧ. Подходит для иммунологических и вирусологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CCR2/CKR2
Примечания/алиасы	CCR2; CCR-2; CCR2A; CCR2B; CD192; CKR2A; CKR2B; CMKBR2; MCP-1-R; CC-CCR-2; CCR2/CKR2
Вид	Человек
ID гена (человек)	729230
ID гена	729230
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CCR2/CKR2 (P41597).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P41597
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	С ледяным пакетом