

## Кроличья Поликлональная Антитело К Ccr3 (Ckr3/Cd193) Для Вб, Иг-Г, Ифа — P51677

Артикул: CM0020237



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к CCR3, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Реагирует с CCR3 человека, мыши и крысы. Иммуноген рекомбинантный; определяет полосу молекулярной массой ~41 кДа. Идеально подходит для исследований хемокиновых рецепторов в области иммунологии и изучения инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье поликлональное антитело к CCR3                                                                                         |
| Примечания/Альтернативные названия | CKR3; CD193; CKR 3; CMKBR3; C C CKR3; CC-CKR-3; CCR3                                                                            |
| Вид                                | Человек                                                                                                                         |
| GeneID (человек)                   | 1232                                                                                                                            |
| GeneID                             | 1232                                                                                                                            |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность в области аминокислот 146-226 человеческого CCR3 (NP_001828.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                          |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                         |
| Применение                         | ВБ, ИГ-Г, ИФА                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                            |
| SWISS                              | P51677                                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка           | 41 кДа                                                                                                                          |
| Доставка                           | Холодовой пакет                                                                                                                 |