

Поликлональное Антитело Anti-Ccr5 (Кроличье) Для If-P И Elisa - P51681

Артикул: CM0022605



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CCR5, подходящее для иммунофлуоресценции и ELISA. Обнаруживает CCR5 мыши. Поддерживает исследования воспаления, миграции иммунных клеток и проникновения ВИЧ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье pAb против CCR5
Примечания/синонимы	CKR5; CCR-5; CD195; CKR-5; CCCR5; CMKBR5; IDDM22; CC-CKR-5; CCR5
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1234
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CCR5 (NP_000570.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P51681
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом