

Анти-Ccr5 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P51681

Артикул: CM0023018



введение

Анти-CCR5 кроличий поликлональный антитело, валидированное для WB, IF/ICC, IF-P и ELISA. Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный CCR5. Идеально подходит для изучения сигналинга хемокинов, проникновения ВИЧ и воспалительных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCR5 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	CKR5; CCR-5; CD195; CKR-5; CCCKR5; CMKBR5; IDDM22; CC-CKR-5; CCR5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1234
GeneID	1234
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 246-345 человеческого CCR5 (NP_000570.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51681
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом