

## Поликлональные Антитела Против Ccr6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P51684

Артикул: CM0022718



### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого CCR6 (рецептор хемокинов C-С типа 6). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходят для изучения хемотаксиса иммунных клеток, воспаления и слизистого иммунитета.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CCR6 кролик pAb                                                                                                                 |
| Примечания/Псевдонимы     | BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6; CCR6                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                                         |
| GeneID (Человек)          | 1235                                                                                                                            |
| GeneID                    | 1235                                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300 до С-конца человеческого CCR6 (NP_004358.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                          |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                         |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                         |
| SWISS                     | P51684                                                                                                                          |
| Молекулярный вес белка    | 42кДа                                                                                                                           |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                  |