

Кроличье Моноклональное Антитело Против Ccr6/Cd196 (Fc, Elisa) - O54689

Артикул: CM0005624

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против мышиного CCR6/CD196, для проточной цитометрии и ELISA. Идеально подходит для исследований передачи сигналов хемокиновых рецепторов, миграции Т-клеток и мукозального иммунитета в моделях воспалительных и аутоиммунных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против CCR6/CD196
Примечания/Алиасы	CCR-6; KY411; Cmkbr6; CC-CKR-6
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	1235
ID гена	12458
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-38 мышиного CCR6/CD196 (NP_033965.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O54689
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	В пакете со льдом