


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Ccr7 Для Wb, If/Icc, Elisa - P32248

Артикул: CM0015503



введение

Кроличье поликлональное антитело CCR7 валидировано для WB, IF/ICC и ELISA. Оно распознаёт CCR7 (C-C-рецептор хемокинов типа 7) человека, мыши и крысы; расчётная молекулярная масса составляет 43 кДа. Идеально подходит для иммунологических исследований и исследований рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело CCR7
Примечания/синонимы	BLR2; EBI1; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7; CCR7
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1236
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 330-372 CCR7 человека (NP_001829.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P32248
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом