

Кроличья Моноклональная Антитела Против Ccr8 Для Wb, If/Icc, Elisa — P51685

Артикул: CM0005249



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела, направленная на человеческий CCR8, валидированная для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышью. Идеально подходит для исследования хемокиновых рецепторов в иммунологии и изучении воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CCR8
Примечания/алиасы	CY6; TER1; CCR-8; CKRL1; CDW198; CMKBR8; GPRCY6; CMKBRL2; CC-CKR-8; CCR8
Вид	Человек
ID гена (человек)	1237
ID гена	1237
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 250-355 человеческого CCR8 (P51685).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P51685
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего агента