


## Кроличья Моноклональная Антитело К Ccr9 Для Wb, Elisa — P51686

Артикул: CM0010037



### введение

Кроличья моноклональная антитело к CCR9, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагирует с CCR9 человека, мыши и крысы (42 кДа). Подходит для исследования хемокиновых рецепторов и корецепторов ВИЧ-1.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело к CCR9                                                                                                     |
| Примечания/псевдонимы     | GPR28; CDW199; GPR-9-6; CC-CKR-9; CCR9                                                                                                      |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                     |
| ID гена (человек)         | 10803                                                                                                                                       |
| ID гена                   | 10803                                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого CCR9 (NP_112477.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                      |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                     |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                        |
| SWISS                     | P51686                                                                                                                                      |
| Масса белка               | 42 кДа                                                                                                                                      |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                                           |