


Поликлональные Кроличьи Антитела К Ccr9 Для Вб, Ифа — P51686

Артикул: CM0013353



введение

Это кроличье поликлональное антитело нацелено на хемокиновый рецептор типа 9 C-C (CCR9) — ключевой медиатор миграции иммунных клеток. Валидировано для использования в вестерн-блоттинге и ИФА, оно распознает CCR9 человека, мыши и крысы, что делает его подходящим для исследований в области иммунологии и ВИЧ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCR9 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	GPR28; CDw199; GPR-9-6; CC-CKR-9; CCR9
Вид	Человек
ID гена (человек)	10803
ID гена	10803
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 300-369 человеческого CCR9 (NP_112477.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51686
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Холодильный пакет