

Поликлональное Кроличье Антитело Против Ccs Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — O14618

Артикул: CM0025079



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CCS (медный шаперон супероксиддисмутазы), подходящее для Вестерн-блоттинга и иммуноферментного анализа. Рекомбинантный иммуноген соответствует аминокислотам 1-274. Для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к CCS
Примечания/Альтернативное название	CCS
Вид	Человек
ID гена (человек)	9973
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-274 человеческого CCS (NP_005116.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14618
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	С пакетом льда