


Анти-Cct3 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - P49368

Артикул: CM0029026



введение

Кроличья поликлональная антитело к CCT3, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ (IF/ICC), ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный CCT3, субъединицу шаперонина TRiC, участвующую в сворачивании актина, тубулина и цилиогенезе. Идеально подходит для исследований шаперонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCT3 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	CCTG; PIG48; TRIC5; CCT-гамма; TCP-1-гамма; CCT3
Вид	Человек
ID гена	7203 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого CCT3 (NP_005989.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49368
Молекулярный вес белка	61 кДа
Доставка	Сумка со льдом