


Поликлональное Антитело Против Cst4 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - P50991

Артикул: CM0027398



введение

CCT4 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для ВБ, ИФ/ИКК и ИФА, нацеленное на человеческий белок CCT4 с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным гомологам. Подходит для изучения функции шаперонина при сворачивании белков, поддержании теломер и цилиогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCT4 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	SRB; Cctd; CCT-DELTA; CCT4
Вид	Человек
ID гена (человек)	10575
ID гена	10575
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 130–390 человеческого белка CCT4 (NP_006421.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50991
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Холодовой пакет