


Поликлональные Антитела К Cct5 Для Вестерн-Блота, Ифа - P48643

Артикул: CM0026245



введение

Кроличьи поликлональные антитела к CCT5, валидированные для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Распознают CCT5 человека, мыши и крысы — ключевой компонент шаперонинового комплекса TRiC, участвующий в фолдинге актина и тубулина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCT5 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CCTE; HEL-S-69; PNAS-102; CCT-эпсилон; TCP-1-эпсилон; CCT5
Вид	Человек
GeneID (человек)	22948
GeneID	22948
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-270 CCT5 человека (NP_036205.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P48643
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	С ледяным пакетом