


Поликлональные Антитела Против Cst6A Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P40227

Артикул: CM0026883



введение

Кроличьи поликлональные антитела против CCT6A (P40227) — это валидированные для WB и ELISA антитела. Они обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный белок CCT6A, субъединицу шаперонина TRiC, участвующего в сворачивании актина и тубулина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCT6A Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	CCT6; Cctz; HTR3; TCPZ; TCP20; MoDP-2; TTCP20; CCT-zeta; CCT-zeta-1; TCP-1-zeta; CCT6A
Вид	Человек
GeneID (человек)	908
GeneID	908
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-250 человеческого CCT6A (NP_001753.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40227
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сухой лед / Ледяной пакет