


Кроличья Поликлональная Антитела Против Cst6A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P40227

Артикул: CM0021110



введение

Кроличья поликлональные антитела CСТ6А, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают CСТ6А человека и крысы, субъединицу шаперонина, участвующую в сворачивании актина и тубулина. Подходят для исследований протеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличья pAb против CСТ6А
Примечания/Альтернативные названия	CCT6; Cctz; HTR3; TCPZ; TCP20; MoDP-2; TTCP20; CCT-zeta; CCT-zeta-1; TCP-1-zeta
Вид	Человек
ID гена (Человек)	908
ID гена	908
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 80-250 человеческого CСТ6А (NP_001753.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P40227
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом