

Кроличья Поликлональная Антитела Против Cct6B Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Ифа - Q92526

Артикул: CM0014398

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок CCT6B, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Обнаруживают эндогенные уровни белка в образцах человека, мыши и крысы. Идеальны для исследования шаперонинового комплекса и тестис-специфичных белков.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональные антитела к CCT6B (pAb)
Примечания / Альтернативные названия	Cctz2; CCTZ-2; TSA303; CCT-zeta-2; TCP-1-zeta-2; CCT6B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10693
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-340 человеческого белка CCT6B (NP_006575.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q92526
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В термопакете со льдом