

Мышиное Моноклональное Антитело Anti-Cd10 () Для Проточной Цитометрии — P08473

Артикул: CM0008358



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD10 (неприлизин/CALLA). Валидировано для проточной цитометрии, обеспечивая выявление гематологических злокачественных новообразований и нормальных лимфоидных субпопуляций. Идеально подходит для иммунофенотипирования и исследований лейкозов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье античеловеческое mAb CD10, конъюгированное с
Примечания/синонимы	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4311
Идентификатор гена	4311
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 52-750 человеческого CD10 (NP_000893.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P08473
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом