

Кроличья Моноклональная Антитела Против Cd10 Для Wb, Fc, Elisa - Q61391

Артикул: CM0005457



введение

Кроличья моноклональная антитела, специфичная к мышинному CD10 (неприлизину), валидированная для WB, FC, ELISA. Поддерживает разработку диагностических средств и исследования метаболизма пептидов и ремоделирования кожи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD10 Rabbit mAb
Примечания/Альяс	Mme
Вид	Мышь
GeneID (человек)	4311
GeneID	17380
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 52-750 мышинного CD10 (NP_032630.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61391
Молекулярная масса белка	86кДа
Доставка	Холодовая упаковка