

Поликлональное Антитело Против Cd101 Для Вестерн1-Блоттинга, Ифа - Q93033

Артикул: CM0022951

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CD101 (члена суперсемейства иммуноглобулинов 2), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Полезно для исследования ингибирования пролиферации Т-клеток и изучения лейкозных опухолевых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD101 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	V7; IGSF2; EWI-101; CD101
Вид	Человек
GeneID (человек)	9398
GeneID	9398
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-410 человеческого CD101 (NP_004249.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q93033
Молекулярная масса белка	115 кДа
Доставка	В пакете со льдом