

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Cd101 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q93033

Артикул: CM0004315

введение

Кроличыи моноклональные антитела к человеческому CD101 (V7, IGSF2, EWI-101) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Ингибирует пролиферацию Т-клеток; лейкомиический маркер. Иммуноген: рекомбинантный белок. Swiss-Prot Q93033.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональные кроличыи антитела к CD101
Примечания/Альтернативные названия	V7; IGSF2; EWI-101; CD101
Вид	Человек
ИД гена	9398
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот от 21 до 410 участка человеческого CD101. (NP_004249.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q93033
Молекулярная масса белка	115 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом