

Моноклональное Антитело Против Cd101/Igsf2 Для If/Icc И Проточной Цитометрии - Q93033

Артикул: CM0008803

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD101 (IGSF2, V7, EWI-101). Валидировано для IF/ICC и проточной цитометрии. Обнаруживает мембранный гликопротеин массой ~115 кДа; подходит для исследований ингибирования Т-клеток и маркеров лейкемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье анти-человеческое CD101/IGSF2 mAb
Примечания/Алиасы	V7; IGSF2; EWI-101
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9398
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-410 человеческого CD101/IGSF2 (NP_004249.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q93033
Молекулярная масса белка	115 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом