

Рекомбинантное Моноклональное Антитело Кролика Против Cd101/Igsf2 Для Elisa, Wb, If/Icc, Fc — Q93033

Артикул: CM0007418

введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого CD101/IGSF2 (V7, EWI-101). Валидировано для ELISA, WB, IF/ICC, FC. Перекрёстно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований пролиферации Т-клеток и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD101/IGSF2
Примечания/синонимы	V7; IGSF2; EWI-101
Вид	Человек
GeneID	9398 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-410 человеческого CD101/IGSF2 (NP_004249.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ELISA, WB, IF/ICC, FC
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q93033
Молекулярная масса белка	115 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом