

Поликлональное Антитело Кролика Против Cd102 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P35330

Артикул: CM0019126



введение

Поликлональное антитело кролика против мышинового CD102 (ICAM-2). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками мыши и крысы. Мишень представляет собой молекулу клеточной адгезии, участвующую в миграции лейкоцитов и иммунных ответах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD102 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	CD102; Ly-60; Icam-2
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3384
GeneID (мышь)	15896
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 20-222 мышинового CD102 (NP_034624.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P35330
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Холодовой пакет