


Кроличий Поликлональный Антитела Anti-Cd102 (Polymab®) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P13598

Артикул: CM0007246



введение

Кроличий поликлональный антитела CD102 PolymAb® подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Распознает человеческую, мышиную, крысиную ICAM2, молекулу клеточной адгезии массой 30 кДа, важную для иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличий поликлональный антитела CD102 PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	CD102
Вид	Человек/Мышь
GeneID (Человек)	3384
GeneID	3384/15896
Иммуноген	Рекомбинантный белок человека CD102
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13598
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом