

Поликлональное Кроличье Антитело К Cd105 Для Вб, Ифа - Q63961

Артикул: CM0022507

введение

Данное кроличье поликлональное антитело специфически обнаруживает мышиный CD105 (Эндоглин, S-эндоглин).
Валидировано для вестерн-блота (ВБ) и ИФА. Оно нацелено на корецептор сигналинга TGF-бета/BMP и ключевой регулятор ангиогенеза, поэтому подходит для исследований в области сосудистой биологии, онкологии и развития организма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к CD105
Примечания/синонимы	Endo; CD105; S-endoglin
Вид	Мышь
ИД гена	13805
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 27-581 мышиногo CD105 (NP_031958.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q63961
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Хладоэлемент