


Моноклональное Антитело Против Cd105/Эндоглина Для Elisa, Wb, Fc - P17813

Артикул: CM0011081



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD105/Эндоглина, валидировано для ELISA, WB, FC. Нацелено на регулятор ангиогенеза; специфично реагирует с человеческим эндоглином, корецептором TGF-бета. Идеально для исследований в области сосудистой биологии и IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD105/Эндоглин Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	END; ННТ1; ORW1
Вид	Человек
GeneID	2022
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-337 человеческого CD105/Эндоглина (NP_001108225.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ELISA, WB, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P17813
Молекулярная масса белка	67кДа/70кДа
Условия доставки	В пакете со льдом