

Моноклональное Антитело Anti-Cd105/Endoglin Для Wb, Ihc-P, Elisa - P17813

Артикул: CM0002126



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело anti-CD105/Endoglin, валидированное для обнаружения человеческого эндоглина в WB, IHC-P и ELISA. Идеально подходит для исследований ангиогенеза, сигнального пути TGF-бета и сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD105/Endoglin Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	END; NHT1; ORW1; CD105/Endoglin
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2022
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого CD105/Endoglin (P17813).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P17813
Молекулярный вес белка	71кДа
Доставка	Сумка со льдом