

Кроличья Моноклональная Антитело Против Cd105/Эндоглина Для Wb, Fc, Elisa — Q63961

Артикул: CM0006319

введение

Высокоспецифичная кроличья моноклональная антитело против мышиногo CD105/Эндоглина, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), проточной цитометрии (FC) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для исследования ангиогенеза, изучения сосудистой биологии и анализа сигнального пути TGF-бета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD105/Эндоглин, кроличья mAb
Примечания/Алиасы	Endo; CD105; S-эндоглин
Вид	Мышь
GeneID (человек)	2022
GeneID	13805
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 27-581 мышиногo CD105 (NP_031958.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q63961
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Холодильный пакет