

Кроличья Поликлональная Антитела Против Cd105/Эндоглина Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P17813

Артикул: CM0029082



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CD105/Эндоглина, валидированы для Вестерн-блоттинга и ELISA, перекрестно реагируют с мышиным белком. Подходят для исследований ангиогенеза и изучения эндотелиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD105/Эндоглин Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	END; NHT1; ORW1; CD105/Эндоглин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2022
ID гена	2022
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-337 человеческого CD105/Эндоглина (NP_001108225.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P17813
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом