

Кроличье Поликлональное Антитело Против Cd107b (Lamp2) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P17047

Артикул: CM0023783



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на мышиный CD107b (LAMP2) с молекулярной массой ~46 кДа.

Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований биогенеза лизосом, аутофагии и путей шаперон-опосредованной аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD107b Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	Mac3, LGP-B, CD107b, Lamp-2, Lamp II, Lamp-2a, Lamp-2b, Lamp-2c
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3920
ID гена	16784
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-189 мышинного CD107b (NP_001017959.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P17047
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	В термосумке со льдом