

Моноклональное Антитело Против Cd109 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q6Yhk3

Артикул: CM0007329



введение

Это кроличье моноклональное антитело нацелено на человеческий CD109, GPI-заякоренный мембранный белок, для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследования модуляции сигналинга TGF-бета в кератиноцитах, эндотелиальных клетках и тромбоцитах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD109 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD109; CPAMD7; p180; r150; антиген CD109
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1024
GeneID	135228
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 223-462 человеческого CD109. (NP_598000.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6YHK3
Молекулярная масса белка	74 кДа/152 кДа/159 кДа/161 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом