

## Моноклональное Антитело К Anti-Cd10/Mme Для Wb, Ihc-P, Elisa - P08473

Артикул: CM0004558



### введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD10/MME (неприлизин). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Подходит для изучения деградации нейропептидов, инактивации сердечно-сосудистых пептидов и исследований опухолевых антигенов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело к CD10/MME                                                                                           |
| Примечания/Синонимы       | NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43; CD10/MME                                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                                               |
| GeneID (Человек)          | 4311                                                                                                                                  |
| GeneID                    | 4311                                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 52-750 человеческого CD10/MME (NP_000893.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                               |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                      |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                               |
| SWISS                     | P08473                                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка  | 86 кДа                                                                                                                                |
| Транспортировка           | Пакет со льдом                                                                                                                        |