

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd10/Mme Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P08473

Артикул: CM0007559



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD10/MME (Heprilysin, CALLA). Валидировано для WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходит для изучения функции нейприлизина в деградации пептидов, регуляции сердечно-сосудистой системы и заболеваниях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD10/MME Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43; CD10/MME
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4311
ID гена	4311
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 52-750 человеческого CD10/MME (NP_000893.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08473
Молекулярный вес белка	86кДа
Доставка	Сумка со льдом