

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Cd112 Для Wb, Elisa — P32507

Артикул: CM0021652



введение

Поликлональное антитело кролика против CD112 мыши (Nectin-2). Валидировано для WB и ELISA, обладает перекрёстной реактивностью с человеческим белком. Модулятор сигналинга Т-клеток и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CD112
Примечания/синонимы	MPH; Pvr; Pvs; Cd112; Pvr12; nectin-2; CD112
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	5819
Идентификатор гена (мышь)	19294
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-345 CD112 мыши (NP_033016.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P32507
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом