


Кроличья Поликлональная Антитело К Cd115/Csf-1R Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa — P07333

Артикул: CM0029127



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого CD115/CSF-1R (рецептора M-CSF). Подходит для методов Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC), иммунофлуоресценции на препаратах (IF-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Обладает перекрестной реактивностью с образцами человека, мыши и крысы. Является незаменимым инструментом для исследований биологии макрофагов, врожденного иммунитета и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD115/CSF-1R кроличья пАб
Примечания/алиасы	FMS; CSFR; FIM2; GPSC; HDLS; C-FMS; CD115; HDLS1; CSF-1R; BANDDOS; M-CSF-R; CD115/CSF-1R
Вид	Человек
ID гена (человек)	1436
ID гена	1436
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 873-972 человеческого CD115/CSF-1R (NP_005202.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07333
Молекулярная масса белка	108 кДа
Доставка	С пакетом со льдом