

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd116/Gm-Csfra
Для Вестерн-Блоттинга, Проточной Цитометрии, Ифа -
P15509

Артикул: CM0008225



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD116/GM-CSFR α , альфа-субъединицы рецептора GM-CSF. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге, проточной цитометрии и ИФА с реактивностью к человеческому белку. Детектирует несколько изоформ с молекулярной массой: 27–50 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против CD116/GM-CSFR α
Примечания/Альтернативные названия	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha; CD116/GM-CSFR α
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1438
ID гена	1438
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-320 человеческого CD116/GM-CSFR α (NP_006131.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), проточная цитометрия (FC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15509
Молекулярная масса белка	27кДа/33кДа/38кДа/44кДа/46кДа/50кДа
Условия доставки	В пакете со льдом