

Поликлональные Кроличьи Антитела К Cd117 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P05532

Артикул: CM0024414



введение

Кроличьи поликлональные антитела к мышиному CD117/c-Kit (P05532), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для изучения гемопоэза, поддержания стволовых клеток и меланогенеза на мышиных моделях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к CD117
Примечания/алиасы	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Вид	Человек
ID гена (человек)	16590
ID гена	16590
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 25-523 мышинного CD117 (NP_001116205.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05532
Молекулярная масса белка	109 кДа
Доставка	Холодовая упаковка