

Моноклональное Антитело Anti-Cd117/C-Kit Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10721

Артикул: CM0012380



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD117/c-Kit (c-Kit, CD117, SCFR) для вестерн-блоттинга, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Валидировано для исследований на человеке в биологии стволовых клеток, онкологии и нарушениях тучных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD117/c-Kit Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3815
GeneID	3815
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 871-976 человеческого CD117/c-Kit (NP_000213.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10721
Молекулярный вес белка	110kDa
Доставка	Сумка со льдом