

Поликлональные Антитела Anti-Cd117/C-Kit Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P10721

Артикул: CM0026713



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CD117/c-Kit (KIT), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходят для исследований стволовых клеток, онкологии и гемопоэза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против CD117/c-Kit
Примечания/Псевдоним	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3815
GeneID	3815
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 867-976 человеческого CD117/c-Kit (NP_000213.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10721
Молекулярный вес белка	110кДа
Доставка	В ледяном пакете