

Поликлональные Антитела Против Cd117/C-Kit Для Вб, Игг-П, Иф/Икк, Ифа — P10721

Артикул: CM0014120



введение

Кроличьи поликлональные антитела против CD117/c-Kit для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Распознают белок человека, мыши и крысы. Иммуноген — рекомбинантный белок. Применение в исследованиях по биологии стволовых клеток, гемопоэзу, меланогенезу и онкогенезу.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к CD117/c-Kit
Примечания/алиасы	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit
Вид	Человек
ID гена (человек)	3815
ID гена	3815
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 210-412 человеческого CD117/c-Kit (NP_000213.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P10721
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	Холодильный пакет