

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd117/C-Kit Для Wb, Elisa — P05532

Артикул: CM0007073



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD117/c-Kit мыши (рецептор фактора стволовых клеток), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для исследований кроветворения, биологии стволовых клеток и онкогенных сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против CD117/c-Kit
Примечания/синонимы	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3; CD117/c-Kit
Вид	Мышь
GeneID (человек)	16590
GeneID	16590
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P05532
Молекулярная масса белка	23 кДа/109 кДа
Условия доставки	Хладоэлемент